



らくらくキューブ[®] 조유 방법

청결

조유 전에 반드시 손을 씻습니다. 용기는 깨끗이 씻은 후 소독해서 사용하십시오.

정확

큐브를 필요량만 사용합니다. 과일형의 경우는 통에 들어있는 스푼으로 정확하게 계량합니다.

안전

1회분씩 조유하고 먹다 남은 우유는 아기에게 먹이지 마십시오.

① 분유를 계량합니다.


봉지의 개봉구를 절취한 다음 일러스트면을 손으로 잡고 소독한 젖병에 필요량만큼 큐브를 넣습니다.

※ 큐브 1개로 만들 수 있는 수유량은 40ml입니다.




포인트

① 절취한 봉투의 개봉구 측면을 가볍게 펴줍니다. (개봉구가 접혀있으면 내용물이 잘 나오지 않을 수 있습니다.)



② 봉투 측면을 잡는 것이 아니라 일러스트면을 잡고 수직 방향으로 넣으면 내용물이 쉽게 나옵니다.



② 따뜻한 물을 넣고 분유를 녹입니다.

한번 끓여서 식힌 물(호호에미 70℃ 이상, 스텝 50℃ 정도)을 필요 조유량의 2/3 정도 넣고 젖병 마개를 닫은 후 원을 그리듯이 잘 흔들어서 녹입니다. 그리고 남은 온수를 조유량에 맞춰 넣습니다. (조유량은 거품 아래를 눈금에 맞추시기 바랍니다.)

! 젖병이 뜨거워지므로 화상을 입지 않도록 충분히 주의하십시오. 또한 어린이 결에서는 조유하지 마십시오.

※ '메이지 호호에미'는 후생노동성 지도 하에 '유아용 조제분유의 조유, 보존 및 취급에 관한 가이드라인'에 따라 70℃ 이상의 온수로 조유하시기를 권장합니다.

③ 찬물로 식히고 반드시 온도를 확인합니다.

젖병마개를 닫고 가볍게 흔든 후 찬물에 담그는 등의 방법으로 체온과 비슷한 온도로 식혀 주십시오. 팔 안쪽에 한 두 방울 떨어뜨려 온도를 확인합니다. 따뜻하게 느껴지는 40℃ 정도가 적당합니다.

! 반드시 체온 정도로 식히신 후 먹이시기 바랍니다.

④ 분유를 먹입니다.

아기와 눈을 맞추면서 애정을 가지고 분유를 먹입니다. 다 먹이신 후에는 트림을 시켜 주십시오.



! 사용 시 주의사항

펩티드 분유를 사용 중이신 경우

- 현재는 '알레르겐 제거 분유' 또는 '펩티드 분유'를 사용하시는 분들은 바꾸실 때 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 사용하기 전 아기의 체질 및 건강상태에 따라 의사, 약사, 조산사, 보건사, 간호사, 관리영양사, 영양사 등과 상담하시기 바랍니다.

'らくらく 큐브'에 관하여

- 큐브를 녹이지 않은 상태로 그대로 먹이지 마십시오.
- 남은 큐브는 봉지를 접어서 클립 등으로 밀봉한 후 보관하시기 바랍니다.
- 습기가 많은 곳이나 화기 근처, 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오. 또한 냉장고에도 보관하지 마십시오.
- 개봉 후 1주일 이내에 사용하시기 바랍니다.



'과립형'에 관하여

- 스푼은 통에서 꺼내어 깨끗이 닦은 후 다른 용기에 보관하여 주십시오.
- 보관 시에는 이물질이 들어가지 않도록 뚜껑을 확실하게 닫아 주십시오.
- 습기가 많은 곳이나 화기 근처, 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오.
- 통은 반드시 양손으로 잡아 사용하십시오.
- 개봉 후 1개월 이내에 사용하시기 바랍니다.





출산 준비 중인 예비엄마에게도

매일 분유를 타는 엄마에게도

가능한 한 모유로 키우고 싶은 엄마에게도

육아를 도와주고 싶은 아빠에게도

明治 ほほえみ らくらくキューブ®

분유타기에 서툰 초보엄마도 걱정 끝!

가족들(아빠, 할아버지, 할머니)도 손쉽게 조유가 가능!

모유와의 병용도 OK!

감기로 힘들 때, 외출 시, 다른 사람에게 아이를 맡길 때

'らくらく 큐브'는 비축용으로 안성맞춤!

장기보존이 가능하여 비상시에도 안심.

특허취득(특허 제4062357호)

큐브 타입 분유는 전세계에서 오직 하나뿐입니다.

엄마의 목소리

- 아이를 남에게 맡길 때도 큐브 타입이라 조유가 간편해서 안심할 수 있어요!
- 모유수유를 하고 있지만 호호에미는 소량포장이기 때문에 필요한 때 필요한 양만큼 사용할 수 있어 편리해요!
- 분유타기는 항상 제 담당이었는데 큐브 덕분에 남편도 도와줄 수 있게 되었어요!

전세계 단 하나뿐인 큐브 타입


only 1

언제 어디서나 누구나 손쉽게!

스픈계량이 불필요!
흘릴 걱정도 끝!

개봉하지 않으면 최장 1년 6개월 동안 보존 가능!

넣은 개수를 한 눈에 바로!



아기의 성장을 도와주는 라쿠라쿠 큐브

찾을까저는 모유 대신 분유

明治 ほほえみ®

3세경까지 영양보충 분유

明治 ステップ®

only 1

모유에 들어있는 아라키돈산(ARA)과 DHA를 함유.



only 1

철분과 칼슘을 100%* 보충!



*후생노동성 '일본인 식사섭취기준(2010년판)' 권장량(1~3세)에 대한 비율 (하루에 '메이지 스텝'을 400ml 응용한 경우)

※ 라쿠라쿠 큐브는 과립형의 '메이지 호호에미', '메이지 스텝'과 동일한 영양성분입니다.